

Wir vernetzen Marken und Märkte.

HeltiQ Warzen Vereiser



Die Methode des HeltiQ Warzen Vereisers ist patentiert.

Er vereist die Warzen in einer Anwendung und die Behandlung dauert nur 10 Sekunden. Die Behandlung ist schmerzlos und somit sehr kinderfreundlich.



Sehr leichte Anwendung, da der Artikel nicht wie die Mitbewerberprodukte vormontiert werden muss.

Öffnung der Sprühkappe über der Warze anbringen 3x Sprühdose drücken – Kappe mind. 10 Sek. auf die Warze drücken.

Sprühdose von der Warze abnehmen

Für 15 Behandlungen, inkl. Reinigungstücher (16St.) und Warzenpflaster (8St.)

Wir vernetzen Marken und Märkte.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	VKE		Logistik	EAN
HeltiQ Warzen Vereiser 38ml	19021	6 Stück		STCK	1 8717484008539
				KART	6 8717484008614
				Lage	132
				Euro-P.	1320

8 717484 008539